

DIAGNÓSTICO BACILOSCOPICO EN LEPRA

Mazatlán, Sinaloa 2014

Agente



Micobaterium leprae Hansen 1873 Micobaterium lepromatosis

Xiang Y. Han. JOURNAL OF BACTERIOLOGY, Oct. 2009, p. 6067-6074

- Bacilo ácido-alcohol- resistente. (7 x 0.25 micras).
- Intracelular.
- No cultivable (in vitro).
- Se duplica en 12 a 14 días.
- Permanecen vivos en el medio ambiente de 1 a 9 días.
- Baja virulencia y mínima patogenicidad
- Glucolípido fenólico.

Pared Celular



M. leprae

Pared Celular Rica Lípidos


- 60% de su peso son lípidos: complejo macromolecular de ácidos micólicosarabinogalactana- peptidoglicana.
- Otros, glicolípidos, glicopeptidolípidos y trealosa que contienen
 lipooligosacáridos son componentes activos de las micobacterias.
- Glicolípido fenólico I (PGL-I), con un trisacarido especie específico e inmunogénico durante la infección de

PGL-I Capsule Outer leaflet of pseudo bilayer Electrontransparent AG-linked zone mycolates LAM Cell-wall Arabinan Electron-Galactan zone Peptidoglycan Plasma membrane

M. leprae.




Pseudogenes



Ventajas de la baciloscopia



- Simple
- Rápido
- Especifico
- Accesible
- No requiere equipo especializado
- Identifica casos multibacilares
- Junto con la histopatología son los procedimientos de confirmación del diagnóstico y clasificación.





LABORATORIO ----- FUNDAMENTAL

- Confirma
- Clasifica
- Apoya la evaluación del Tratamiento

Baciloscopia



- Toma de muestra
- Elaboración y tinción del frotis
- Lectura e informe de resultados







- Provenir del sitio correcto
- Contener muestra suficiente
- Obtener con la técnica correcta (Incisión y raspado)
- Transportar adecuadamente
- Conservar en lugar fresco y seco






A) IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LA MUESTRA

- Asignar el número correspondiente en la libreta de registro
- Escribir el número en el formato de solicitud
- Escribir el número en el extremo inferior de la laminilla




POSICIÓN ADECUADA DE CADA UNO DE LOS FROTIS











Preparación del campo





Hoja de bisturí del número 15

LÓBULO DE LA OREJA






Asepsia del borde inferior



LÓBULO DE LA OREJA

Isquemia.











incisión 5 x 2 mm






Incisión de 5 x 2 mm.





Con pinzas de ramas curvas.





Girar 90° y regresar por la incisión raspando firmemente.




1. Transferir a laminilla limpia y

nueva.

2. Circular.

3. 5-7 mm.








Hemostasis.





Limpieza de la hoja de bisturí





Esterilización



NÓDULO ----- centro

MANCHA ----- bordes

PLACA ----- bordes





















Limpieza nasal





Se frota con un hisopo la parte anterior y posterior del tabique nasal.





Transferir a laminilla haciendo un frotis circular de 5 - 7 ml.





Dejar secar a temperatura ambiente, por lo menos 20 minutos



Fijar a la flama del mechero, sin quemar la muestra



Muestra



- Envolver individualmente.
- Colocar en caja.
- Anexar solicitud.



TINCIÓN

- Máximo 12 frotis
- Coloración uniforme
- Tiempos de tinción

Colocar los frotis:

- Conservando el orden numérico
- Extendido hacia arriba
- Numeración hacia el operador
- Distancia mínima de 5 mm entre una y otra





TINCIÓN

- Cubrir con carbol-fucsina previamente filtrada.
- Calentar suavemente hasta producir vapores visibles.
- NO PROVOCAR EBULLICION.
- No dejar secar sobre la laminilla.
- Dejar de calentar.
- Repetir la operación por dos veces más.
- Tiempo de 5 minutos.





TINCIÓN

Enjuagar suavemente con agua Inclinar la laminilla para eliminar el exceso de agua.

Cubrir el portaobjetos con alcohol ácido al 3% para decolorarlo.

Dejar el alcohol ácido de 1 a 2 minutos.

Enjuague cuidadosamente con agua





TINCIÓN

Cubrir con azul de metileno todo el portaobjetos

Dejar el azul de metileno sobre el portaobjetos no mas de 1 minuto





TINCIÓN

Enjuagar cuidadosamente con agua

Limpiar la parte inferior de cada lámina

Dejar secar a temperatura ambiente sobre una gradilla

No secar las laminillas por calentamiento








LECTURA E INFORME DE RESULTADOS

Lectura



- LEUCOCITOS.
- CELULA EPITELIAL.
- ERITROCITOS.
- BACILOS SÓLIDOS (VIVOS).
- BACILOS GRANULOSOS.
- BACILOS FRAGMENTADOS.
- BACILOS EN GLOBIA.




BACILOSCOPIA EN LEPRA




Sólidos

Fragmentados

Granulosos





Resultados




SEMICUANTITATIVO

ÍNDICE BACTERIOLÓGICO

¿CUÁNTOS?

• CUALITATIVO ÍNDICE MORFOLÓGICO IM = 70 %

¿CÓMO SON?



Índice Bacteriologico



- Confirmar diagnóstico
- Clasificar



Índice Bacteriologico



NEGATIVO

1+

2+

3+

4+

5+

6+

campo.

No hay bacilos en 100 campos.

1 – 10 bacilos en 100 campos.

1 – 10 bacilos en 10 campos.

1 – 10 bacilos en cada campo.

10 –100 bacilos en cada campo.

100 – 1000 bacilos en cada campo.

Mas de 1000 bacilos en cada

Globia grande

Globia mediana

Globia pequeña

Aproximadamente 100 bacilos.

Aproximadamente 60 bacilos.

Aproximadamente 30 bacilos.

Índice Morfológico






Índice Morfológico



NÚMERO DE BACILOS UNIFORMEMENTE COLOREADOS M = X 100

NÚMERO TOTAL DE BACILOS OBSERVADOS



Índice Morfológico



Inicial Dx	6m Cl	12m Cl	18m CI	24m CI
98%	90%	83%	85 %	80%
100 %	73%	42%	30 %	5% o neg
97%	69 %	neg		

Objetivos del InDRE en la Red Nacional de Laboratorios de Lepra



1.-Garantizar la precisión y oportunidad en el diagnóstico y control de la lepra tomando en cuenta la toma de muestra por incisión, tinción de Ziehl – Neelsen, lectura e interpretación de los resultados:

Indice Bacteriológico (+)
Indice Morfológico (%)

- 2.- Establecer los requisitos para satisfacer la calidad de los laboratorios que realizan diagnóstico y control de lepra.
- 3.- Proporcionar al personal operativo los elementos técnicos y científicos para asegurar la calidad en el diagnóstico y seguimiento de los enfermos de lepra (Capacitación).



Red Nacional de Laboratorios Locales de Lepra 2013

Todos los LESP tienen al menos un recurso que lee microscopía.

Algunos LESP están desarrollando una red al interior de su estado.

Laboratoristas 179

El DF no cuenta con un laboratorio de referencia

Fuente: información referida por los LESP 2011



Indicadores de calidad de la baciloscopia en lepra 2013


- Concordancia de lectura: de 653 baciloscopias releídas, hay una falsa negativa y una falsa positiva.
- Calidad de Tinción: el 79.3% de las 653 baciloscopias releídas son adecuadas.

 Calidad de la Muestra (microscópico): el 81.1 % de las 653 baciloscopias releídas son adecuadas.





Supervisión Indirecta



100 % de positivas y 10% negativas

Capacitación



				SECRETARIA DE SALUE	34. 0-6/11/3-0.

Estado	2009	2010	2011	2012	n
Aguascalientes			X		1
Baja California				x	1
Baja California Sur	x				1
Campeche	X	x			2
Chiapas	x	x	x		3
Chihuahua		x		х	2
Coahuila	X			Х	2
Colima		X			1
Distrito Federal					0
Durango		X	X	Х	3
Guanajuato				x	1
Guerrero			×	x	2
Hidalgo	x	x	×	x	4
Jalisco					0
México	x	x			2
Michoacán	x		x	х	3
Morelos	x	x	x		4
Nayarit		x		х	2
Nuevo León	x			x	2
Оахаса		x	x		2
Puebla	x	x		x	3
Querétaro	x				1
Quintana Roo					0
San Luis Potosí		x			1
Sinaloa					0
Sonora			Х	Х	2
Tabasco					0
Tamaulipas	X			Х	2
Tlaxcala		X		X	2
Veracruz				Х	1
Yucatán	X				1
Zacatecas					0
TOTAL	13	13	9	15	

Informes



• Informe de Actividades Trimestral:

Concentrado Estatal

Positivas, Negativas, Diagnostico y Control

• Control de Calidad:

Positivas: 100 %

Negativas 10 %





Gracias